




**FICHA TÉCNICA
CAJA DE GUANTES EN LATEX**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

CAJA DE GUANTES EN LATEX

Descripción y características	<p>Caja X 100 unidades</p> <ul style="list-style-type: none">-Alta sensibilidad al tacto-Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime.-Gran sensación de comodidad.- No estériles-Hipoalergénicos-Color: Natural y uniforme	
Uso del producto:	<p><i>ELEMENTO DE BIOSEGURIDAD</i> diseñado para evita contacto accidentales de fluidos contaminados, actuando como un escudo protector en las manos. Para la prevención de enfermedades o infecciones.</p>	
Unidad de medida y Capacidad	<p>Tipo de acabado: Superficie interna lisa y externa texturizada, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad. Tallas XS, S, M, L.</p>	
Instrucciones de uso:	<ul style="list-style-type: none">-Lávese las manos antes de colocarse los guantes-Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.-Apertura de caja con pretroquelado en la parte superior.-Verificar la integridad del producto antes de su utilización-Guantes concebidos para un solo uso.-Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito y quitárselos dando la vuelta.-Evite tocar la cara con los guantes puestos-Inmediatamente después del retiro realice lavado de manos con agua y jabón.-Proceda a desechar los guantes de acuerdo con las normas de bioseguridad.	
Mantenimiento:	<p>No reutilizable Almacenar a Temperatura de 10 a 30°C en lugar seco</p>	
Garantía:	<p>No aplica</p>	
Recomendación:	<p>CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de bioseguridad, papel, los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados, separados según el tipo de basura.-Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.	



**FICHA TÉCNICA
CAJA DE GUANTES EN LATEX**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

-No usar con aceites o disolventes orgánicos.