




**FICHA TÉCNICA
CAMILLA DE EMERGENCIAS COMPLETA**

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
TEL: 3223047049

Denominación:	<u>CAMILLA DE EMERGENCIAS COMPLETA</u>	
Descripción y características	<p>Es un producto de plano perfilado con cavidades laterales que simplifican la carga durante el traslado.</p> <p>Su resistencia está contenida en su estructura y diseño de forma corporal que la hace más practica cuando se requiere transportar personas afectadas por zonas estrechas y/o de difícil acceso.</p> <p>-INCLUYE CORREAJS, INMOVILIZADOR DE CUELLO, AVISO DE SEÑALIZACIÓN, SOPORTE DE PARED.</p>	
Uso del producto:	Diseñada para el transporte de personas en situaciones de evacuación, atención de primeros auxilios y rescate.	
Unidad de medida y Capacidad	<p>Material: Higiénica, traslucida, material polietileno de alta densidad.</p> <p>Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza</p> <p>Tamaño: 184 cm. x 45 cm x 6.5cm Peso: 7 Kg ,</p> <p>Soporta carga: de 130 a 142 Kg.</p> <p>Inmovilizador: 8 correas de nylon de 2" con velcro y cintas reflectiva.</p> <p>Almohadilla para sostener y proteger cabeza. Colores: Anaranjado o amarillo.</p> <p>Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X</p>	
Instrucciones de uso:	<p>Se debe evitar golpes que puede generar fisuras en la estructura de la camilla.</p> <p>Si la camilla presenta algún tipo de daño físico se debe enviar a revisión para verificar que no tenga perdida de resistencia.</p> <p>No deben ser manipulados por personas que no tengan conocimientos básicos de primeros auxilios, para usar deben recibir capacitación previa.</p>	
Mantenimiento:	Se debe realizar inspección periódica, lavado y aseo con jabón neutro y la desinfección con las soluciones y mezclas aprobadas por el ministerio.	
Garantía:	Garantía por 1 año en defectos de fabricación.	
Recomendación:	No debe ser usada por personal que no tenga la capacitación. No debe ser cargada por menos de 4 personas.	