



FICHA TÉCNICA
BOTIQUIN TIPO MORRAL DE TRAUMA
VACIO

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

DENOMINACION:	BOTIQUIN TIPO MORRAL DE TRAUMA
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: <i>Marca: Nacional</i> <i>Es portátil: Sí</i> <i>Material: Lona roja</i> <i>Medidas: 50 x 40 x 16</i> <i>Capacidad: 32 litros</i> <i>Resiste hasta 20 kg de peso.</i> <i>Bolso en lona tipo morral para Botiquín tipo trauma, con correas para cargar en los hombros, ajustable.</i> <i>SE ARMA SEGÚN LA LISTA DE INSUMOS QUE SOLICITE EL CLIENTE</i>	 -Para el manejo efectivo del botiquín; se requiere dotar con los elementos de primeros auxilios y que el personal que lo va utilizar reciba capacitación personalizada.
INTRUCCIONES DE USO:	<i>Su uso es para el almacenamiento de implementos de bioseguridad (primeros auxilios) y manipular en la primera atención en salud en caso de incidente o accidente.</i>
UNIDAD DE MEDIDA Y CAPACIDAD:	<i>Puede almacenar hasta 40 elementos (incluyendo Juego de inmovilizadores), cuyo peso no exceda 20 kg, ni 32 litros de volumen.</i>
MANTENIMIENTO:	<i>-Lavar y desinfectar si hay presencia de suciedad o derrames en él.</i> <i>-Mantener alejado de fuentes o superficies calientes.</i> <i>-Revisar periódicamente, verificar que este en buen estado.</i>
GARANTIA:	Garantía por 30 días en defectos de fabricación
RECOMENDACIÓN:	<i>Dotar botiquín según recomendaciones por personal idóneo</i>