



FICHA TÉCNICA RIÑONERA EN LONA

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
[TEL: 3223047049](tel:3223047049)

DENOMINACION:	RIÑONERA EN LONA
<p>DESCRIPCION Y CARATERISTICAS:</p> <p>BOTIQUÍN TIPO RIÑONERA CON DOS COMPARTIMIENTOS, EN LONA ROJA, CON CORREA PARA COLOCAR EN LA CINTURA, PRACTICA PARA PRESTAR UN PRIMER AUXLIO EN CUALQUIER LUGAR, ESTAMPADA CON LOGO DE BOTIQUIN.</p>	 <p>-Para el manejo efectivo del botiquín; se requiere dotar con los elementos de primeros auxilios y que el personal que lo va utilizar reciba capacitación personalizada.</p>
<p>INTRUCCIONES DE USO:</p>	<p>El botiquín tipo riñonera o canguro ofrece al usuario un acceso a los implementos de primeros auxilios un poco más eficiente ya que siempre trasporta los artículos y su abertura rápida facilita el desmonte del usuario bajo un broche de doble sujeción.</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA Y CAPACIDAD:</p>	<p>Medidas: Alto 17 cm x Ancho 19cm x Fondo 12 cm</p>
<p>MANTENIMIENTO:</p>	<p>Lavar y desinfectar si hay presencia de suciedad o derrames en ella. Mantener alejado de fuentes o superficies calientes. Revisar periódicamente, verificar que este en buen estado.</p>
<p>GARANTIA:</p>	<p>Garantía por 30 días en defectos de fabricación</p>
<p>RECOMENDACIÓN:</p>	<p>Dotar botiquín según recomendaciones por personal idóneo</p>